

sono Pod


Échographie sans-fil numérique pour Slate Hub

cuattro Hub

PÉRIPHÉRIQUE



Sans-fil



Caractéristiques

- Jusqu'à 3 heures de balayage continu et 12 heures de mode de veille!
- Petit (78 x 229 x 38 mm) et léger (juste un peu plus de 283 g)
- Facilement interchangeable/pile rechargeable
- Passez instantanément entre l'échographie Sono Pod et les modes de rayons X numériques
- Multifréquences 5 MHz/7,5 MHz/10 MHz
- Résolution, détails, fréquence de trame remarquables
- Champ visuel linéaire 40 mm
- Profondeur maximale 10 cm

Conçu pour votre façon de travailler.

Sono Pod^{MC} est la solution d'échographie HD sans-fil la plus efficace pour tous vos besoins, dans tout environnement. Pour un examen avant l'achat, un bilan de claudication ou un examen impromptu sur le terrain, Sono Pod est facile à utiliser et offre plus de sécurité pour le patient et l'utilisateur grâce à une technologie sans-fil haute définition. Cette solution est idéale pour toute une gamme d'examen, dont tendons, ligaments, poumons (lésions, pneumonie, consolidations), oculaires, insertion visuelle d'aiguilles, espaces articulaires, biopsies, testicules, masses, abcès, corps étranger et évaluation des blessures.

Sono Pod sans-fil pour échographies sans-fil fonctionne à 5,0/7,5/10,0 MHz pour produire des images ultra nettes sur Cuattro Hub, ceci sans cordons, chargeurs, saisie double de données ou configuration. Il vous suffit de mettre Sono Pod en marche et d'enregistrer vos images fixes et clips numériques d'échographie dans le dossier universel du patient, avec ses radiographies numériques, radiographies dentaires numériques, examens par vidéoscopie, et plus!

Communiquez avec nous dès maintenant pour vivre l'expérience de Sono Pod et Cuattro Hub, l'appareil d'imagerie le plus polyvalent que vous puissiez utiliser.



www.scilvet.com • sans frais : +1.866.382.6937

© 2020 Heska Corporation. Tous droits réservés. HESKA et scil sont des marques déposées et Cuattro Hub, Sono Pod, et Denti Pod sont des marques de commerce de Heska Corporation aux États-Unis et dans d'autres. Les spécifications, les prix et la disponibilité peuvent changer sans préavis. Pour obtenir les détails les plus récents, adressez-vous à un représentant scil. CA20LT0605_001_FR

