



LOGIQ e R8

Échographie vétérinaire haute définition et portable NextGen

par



Imagerie HD haute résolution

Léger et portable

Optimisation automatique des images

Préréglages vétérinaires embarqués



LOGIQ^{MC} e R8 NextGen est la dernière édition des nouvelles échographies portables haute performance de la série R de GE. Le NextGen fonctionne sur un système de traitement à 128 canaux, avec un disque dur SSD, permettant une résolution d'imagerie et des performances sans précédent dans une console compacte. La plate-forme logicielle d'échographie acoustique S-agile est issue de la série phare d'échographies de la série S de GE et combine la réduction des mouchetures SRI avec l'imagerie composée CrossXBeam pour une résolution exceptionnelle sans sacrifier les fréquences d'images. L'architecture acoustique agile utilise plusieurs algorithmes d'imagerie automatisés pour réduire la nécessité d'optimiser l'échographie pour une imagerie exceptionnelle.

Caractéristiques :

Optimisation automatique des images

Bouton en un clic pour optimiser la qualité de l'image, le contraste, le flux de couleurs et les informations Doppler.

CrossXBeam et la technologie SRI

Offre une résolution d'image et une réduction du mouchetage exceptionnels, sans effets négatifs sur la fréquence d'images.

Préréglages vétérinaires embarqués

Pour une échographie simplifiée style « viser et capturer ».

Imagerie harmonique, Doppler couleur, et Doppler à ondes pulsées

Temps de démarrage de 20 secondes

Nouvelle détection de flux sanguin PDI haute résolution

dans les environnements à faible vitesse.

Console portable légère

Moins de 10 lb avec 1 heure d'autonomie.

La seule plate-forme d'échographie avec capacités de données brutes avancées

Capturez vos images maintenant, et optimisez, annotez et mesurez plus tard !

Progiciel NextGen disponible

Y compris Doppler de puissance directionnelle HD, imagerie panoramique (LOGIQview), logiciel de détection d'aiguilles, et l'outil de suivi.

eR8

Sondes vétérinaires les plus courantes

6S-RS Imagerie cardiaque à commande de phase	2,5-7 MHz
L10-22-RS Ultra-haute fréquence linéaire à petite empreinte	10-22 MHz
LK760 Transrectal linéaire	3,5-10 MHz
12L-RS Linéaire	4,2-13 MHz
8C-RS Microconvex	4-10 MHz

Formation continue

Nous croyons que la formation continue est la clé du succès. Nos services d'installation et de formation sur place sont fournis par des échographistes vétérinaires, et sont adaptés au niveau de compétence de vos cliniques. Vous cherchez à améliorer davantage vos compétences en échographie ? Nous offrons une vaste gamme de cours d'échographie en ligne et en personne, y compris : échographie abdominale de base à avancée, échographie abdominale axée sur les organes, échocardiographie de base à avancée, échographie F.A.S.T et échographie musculo-squelettique.



Nous sommes le distributeur vétérinaire canadien exclusif de GE

www.heskavet.ca +1.866.382.6937

©2022 Heska Corporation. Tous droits réservés. LOGIQ est une marque de commerce de The General Electric Company. HESKA est une marque de commerce de Heska Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. CA20LT0906_002

